

Alma™

Harmony XL



**פלטפורמה רחבה לטיפולים אסתטיים מתקדמים בלייזר ו-IPL
מגוון רחב של אינדיקציות | תוצאות קליניות מוכחות**

Harmony XL

Harmony XL הינה פלטפורמה מגוונת וסינרגטית מרובת יישומים המאפשרת תוצאות טובות באמצעות שימוש בפרוטוקולים משולבים. גישה הוליסטית זו לא רק יעילה יותר, אלא מאפשרת גישה מקצועית ואישית יותר למטופלים.

באמצעות שילובים חכמים ומתקדמים, הפלטפורמה מאפשרת להעניק פתרונות מותאמים אישית להתוויות שונות ממוקדי מטופל המובילים לתוצאות משופרות לשביעות רצון המטופלים. בעולם מתחדש ומתפתח במהירות, חשוב לתת מענה איכותי שיפגוש את רצון הלקוחות.

מערכת ה-Harmony XL מהווה פתרון טיפולי עוצמתי ורב-תכליתי למגוון רחב של צרכים אסתטיים. הודות להתמקדות במגוון רחב של התוויות ועם מבחר סינרגטי של טכנולוגיות ויישומים משולבים ניתן להעניק ללקוחותיך מענה למגוון רחב של אינדיקציות ובכך להגדיל משמעותית את התפוקה והרווחיות של העסק שלך ולהצטרף לקליניקות המובילים בארץ ובעולם. Alma איתך בדרך להצלחה, מעניקים לך את הידע הקליני, את הליווי המקצועי, את השירות ואת מלא התמיכה הדרושה.

עם המותג Alma זה אפשרי!




טיפולים מובילים

הסרת קעקועים

מבהיר ומטשטש את גוון הפיגמנט.

Before



After



הצרת העור

קמטים וקמטוטים

פיגמנטציה

כתמי לידה

הסרת קעקועים

נימי דם

הסרת שיער

פילינג קרבון


פיגמנטציה

מבהיר את הכתמים ומעניק גוון אחיד לעור הפנים.

Before



After




מיצוק והצרת העור

ממצק את העור, מעניק מראה מתוח, צעיר ורענן

Before



After



הטכנולוגיות



ClearLift™

Nd: YAG Q-SWITCHED 1064 nm

ClearLift הטיפול עטור הפרסים, הוא הפתרון המקיף לטיפול בהצרת העור ובפיגמנטציה. עוצמת הלייזר הגבוהה, באורך הגל 1064nm, מייצרת פציעה מיקרוסקופית בשכבת הדרמיס, בעומק של עד שלושה מילימטר, **ללא חימום או קילוף של שכבת האפידרמיס**. הטכנולוגיה מאפשרת שליטה בעומק הטיפול ובעוצמתו. ידית ה-ClearLift היא הראשונה הפועלת על בסיס לייזר Q-Switch מקטעי, אשר יעיל מאוד לטיפול בדרגות ועומקים שונים בעור.

עוצמה מרבית לתוצאות אופטימליות

ClearLift משדרת קרן לייזר עוצמתית במהירות של ננו-שניות לאזור המטרה, דבר היוצר אפקט פוטואקוסטי ברקמת העור. פעולת Q-Switch מכנית זו, יעילה ביותר בהסרת קעקועים והיפר פיגמנטציה. פציעה תת עורית ומבוקרת הנוצרת הודות לטכנולוגית ה-Pixel, מספקת את הפתרון האופטימלי להצרת העור בפנים, בצוואר ובאזור הדקולטה בעומקים שונים.

התוויות: הצרת העור, רפיון עור וקמטים, היפר פיגמנטציה, מלזמה והסרת קעקועים.



Dye-SR

IPL 550nm-650nm

ידית IPL הפועלת בטכנולוגיית AFT מבית Alma כוללת ספקטרום פס צר של אורכי גל 550-650nm לטיפול ייעודי בנגעים, נגעי פיגמנטציה וכלי דם. ספקטרום הפס הצר הוא הטווח האופטימלי לזיהוי מלנין והמוגלובין, דבר ההופך את השימוש בטכנולוגיה ליעיל ביותר.

נגעים פיגמנטים ניתנים לטיפול בצורה יעילה ע"י פוטותרמוליזה סלקטיבית של כרומופור המלנין ברקמת המטרה. ניתן לטפל בכל שכבות הנגע הפיגמנטי וגם בגווני עור כהים. נוסף על כך, הספיגה הגבוהה בהמוגלובין, מאפשרת טיפול יעיל במגוון התוויות וסקולריות כגון נגעי כלי דם וקופרוז. לטכנולוגיה יש שתי תצורות עבודה בתנועה In-Motion™ ונקודתית.

התוויות: נגעים, פיגמנטים וסקולריים שטחיים



NIR Face & Body

ידית ה-NIR (Near Infra Red) מבוססת על אור בעוצמה גבוהה בספקטרום הקרוב לאינפרא-אדום, במטרה להשיג חימום עורי בטוח ויעיל, המעניק לעור זוהר ומראה צעיר. הטיפול מעלה את טמפרטורת העור, יוצר פגיעה תרמית ברקמה אשר מכווצת סיבי עור קיימים, ממריץ יצירת קולגן חדש ומשפר את מרקמו ועוביו.

התוויות: מיצוק העור, כאבי שרירים

הסרת שיער

Speed AFT SHR 700-950 nm



❖ ללא כאב

❖ ללא כוויות

❖ מתאים לעור שזוף

❖ מותאם לטיפול בילדים ונוער

טכנולוגיית SHR™ הפועלת בשיטת החימום ההדרגתי In-Motion™ החדשני, מאפשרת בקרה מלאה על דרגת החימום בהתאם לסוג השיער ולגוון העור.

טכנולוגיה זו מאפשרת חימום הדרגתי של שכבת הדרמיס, כדי להרוס את זיקקי השערה ועל ידי כך למנוע צמיחתם מחדש. עם זאת, קרן האור ממוקדת להרס זיקקי השיער בלבד, ללא פגיעה ברקמת העור הסובבת ולכן הטיפול איננו כרוך בסיכון לכוויות ומתאים גם לעור כהה ושזוף. בזכות שיטה זו הטיפול אחיד בכל האזור המטופל.

התוויות: הסרת שיער



יתרונות

מגוון רחב של אינדיקציות לטיפול 

מבוסס מחקרית, עם תוצאות מידיות 

שילוב אפליקציות בטיפול אחד לתוצאה אופטימלית 

טכנולוגית פיקסל ייחודית, מוגנת פטנט 

שליטה על עומק ומיקוד הטיפול 

20 אינדיקציות מאושרות FDA, CE ומשרד הבריאות 

זמן החלמה קצר 

ללא מתכלים 

מתאים לטיפול בכל אזורי הפנים והגוף 

תפעול נוח וקל של המערכת 



חברת Alma היא החברה היצרנית הגדולה והמובילה בעולם לטכנולוגיות רפואיות ואסתטיות מתקדמות, המשווקת במעל 90 מדינות בעולם.

Alma ישראל היא נציגתן הבלעדית של מספר חברות בינלאומיות, המובילות בתחום הטכנולוגיות הרפואיות והאסתטיות המתקדמות, בתחום הצערת עור הפנים (לייזר וחומרי מילוי), הצרת היקפים, טיפול בצלקות, שאיבה והזרקת שומן, אסתטיקה וגינלית, הסרת שיער והתוויות רבות נוספות. כל הטכנולוגיות המשווקות על ידי Alma, עומדות בתקנים המחמירים ביותר, ומאושרות על ידי משרד הבריאות. כמו כן פועלת החברה תחת תו תקן ISO 9001. כל הטכנולוגיות המשווקות על ידי Alma ישראל נחשבות כ-Gold Standard בשווקים ברחבי העולם. המערכות של החברה פותחו בהתבסס על גישה ממוקדת לקוח, הן למטפלים והן למטופלים, וכך מציבה כל פעם מחדש סטנדרט איכות לטיפולים בתחום, ברמה הגבוהה ביותר. אנו מאמינים בכוחו של הידע והמדע ומביאים זאת לידי ביטוי בהקניית הידע והניסיון המקצועי בהכשרה, בהדרכה ובליווי המטפלים בעבודה עם המערכות השונות.

חברת Alma ישראל עומדת בחוד החנית הטכנולוגית עם פטנטים ייחודיים, טכנולוגיות מתקדמות והתפתחות מתמדת, ובכך מגדירה מחדש את הענף. אנו רואים את הצלחת הלקוחות שלנו כמטרת העל שלנו כחברה, ופועלים לכך הלכה למעשה.

Alma™

www.alma-israel.co.il

רקפת 2, היי פארק, שוהם | 8344 *

