



Soprano Titanium *Special Edition*

חדשנות טכנולוגית בהסרת שיער בלייזר
מהיר יותר, חזק יותר, קר יותר





חדשנות טכנולוגית
בהסרת שיער בלייזר

מהיר יותר

חזק יותר

קר יותר

מערכת הפרמיום להסרת שיער הכי מהירה ויעילה, עכשיו גם עם פתרון מושלם לשיער העיקש הבהיר והפלומתי.

הטכנולוגיה שמשנה את חוקי המשחק, מקצרת את זמן הטיפול, תוך קבלת מטופלים מרוצים יותר מהתוצאות עם יתרון תחרותי לקליניקה שלך.

המהפכה הטכנולוגית של Alma במהדורה מיוחדת Soprano Titanium S.E בעלת יתרונות השילוב של 3 אורכי גל עם ידית Alex 755nm לפתרון המושלם

הטכנולוגיה הבטוחה ביותר, לטיפול בכל גווני העור, בכל עונות השנה, ללא כאב, ללא כוויות, ללא סכנה בחשיפה לשמש, מתאים לטיפול גם לילדים ונוער.



Alex 755nm

ידית באורך גל ייחודי, עוצמתי ובעל ספיגה גבוהה במלנין, מאפשר יעילות מרבית בטיפול בשיער בהיר ופלומתי (לגווני עור I-V) ובזכות טכנולוגיית SHR מתאים גם לשיער כהה וטרמינלי.



Facial Tip

טיפ פנים ייחודי המתאים לטיפול באזורים קטנים, קשים לגישה, דוגמת אוזניים, נחיריים והאזורים מעל לשפה העליונה ובין הגבות.



SHR - טכנולוגיה הפועלת בשיטת החימום ההדרגתי, לטיפול בטוח וללא כאב

In Motion - טכניקת טיפול בתנועה, למניעת פסיחה על אזורים בעת הטיפול

Laser 3D - שילוב של שלושה אורכי גל בידית אחת, לתוצאות מיטביות

ICE Plus - טכנולוגיית קירור רצופה המאפשרת בקרת טמפרטורה לאורך כל זמן הטיפול



מוכנים למקסם את התוצאות!?

ידית Trio MAX

הידית החדשה במהדורה המיוחדת של Soprano Titanium, תוכננה ליעילות מיטבית ולהפחתת זמן הטיפול עד **20%***.

ידית ייחודית בעלת שטח עבודה גדול של 4cm^2 , עם יכולת העברת אנרגיה לשנייה (energy/sec) גבוהה, בעבודה בטכניקת SHR.

בנוסף לקיצור זמן הטיפול, ידית ה-Trio MAX מאובזרת במערכת קירור ייחודית המקנה טיפול ללא כאב וללא כוויות.

*בעבודה בטכנולוגיית SHR בטכניקת עבודה בתנועה בשטף אנרגיה גבוה.

אורכי גלי הלייזר

755nm

מבוסס על לייזר Alex, אורך הגל 755nm, מאפשר ספיגה גבוהה במלנין. אורך הגל האידיאלי לשיער בהיר ופלומתי. מאפשר חדירה שטחית מוגברת אל זקיק השיער ומתאים לאזורים כמו פנים ועור בהיר.

810nm

אורך גל לייזר 810nm הוא אורך גל קלאסי עבור הסרת שיער בלייזר. הוא מאפשר חדירה עמוקה של קרן הלייזר בזקיק השערה ובעל יכולת ספיגה במלנין בדרגה מתונה, תכונה שהופכת אותו לבטוח לטיפול בגווני עור כהים יותר. יכולת החדירה העמוקה, הופכת אותה לאידיאלית לטיפול בזרועות, ברגליים, בלחיים ובסנטר.

1064nm

אורך גל זה מאופיין בספיגה נמוכה במלנין שבעור ולכן הוא מהווה פתרון מושלם למטופלים בעלי גוון עור כהה. אורך גל זה מאפשר חדירה עמוקה אל העור, ממוקד לזקיק השערה.

בשל הספיגה הגבוהה במים והמוגלובין, נוצרת טמפרטורה גבוהה המגדילה את הפרופיל התרמי של הטיפול הכולל, ומייעלת את תהליך הסרת השיער במיוחד בשיער בעל זקיקים עמוקים.

יכולת החדירה העמוקה לתוך זקיק השערה, הופכת אורך גל זה למתאים להסרת שיער לכהה עור.



טכנולוגיות סינרגטיות תוצאות מעולות

SHR

המהדורה המיוחדת של Soprano Titanium בעלת טכנולוגיית הפטנט SHR, הטכנולוגיה היחידה שהוכחה קלינית להסרת שיער בלייזר, ללא כאב. השילוב הייחודי של חימום הדרגתי בפולסים בתדר גבוה בשילוב קירור עוצמתי, מאפשר טיפול יעיל, בטוח וללא כאב לכל גווני העור וסוגי השיער.



CLINICALLY
PROVEN

טכנולוגיית Laser 3D

טכנולוגיה ייחודית המשלבת שלושה אורכי גל בידית אחת.

פלטפורמת Soprano Titanium SE משלבת בידית אחת שלושה אורכי גל שונים - 810nm, 755nm, 1064nm, הפועלים בו זמנית. כל אחד משלושת הגלים ממוקד לעומק שונה של העור ולחלקים אנטומיים שונים בתוך זקיק השערה, לקבלת תוצאות מקסימליות.

ICE Plus™

טכנולוגיה מתקדמת המקררת את העור באופן רציף, המאפשרת בקרת טמפרטורה לאורך כל זמן הטיפול, לחוויה נוחה ונטולת כאב. קצה מקורר ממזער את הסיכון לכוויה של רקמת העור באזור הטיפול, במקביל לחימום הדרגתי של שכבת הדרמיס לטמפרטורה המספיקה על מנת להרוס את זקיקי השערה.



Smart Clinic

ניהול מרפאה חכם

למיקסום

הפוטנציאל העסקי

Smart Clinic הינה אפליקציה דיגיטלית מבוססת ענן המתממשקת ישירות לפלטפורמת Soprano Titanium S.E. נגישה מהמחשב האישי או מכל מכשיר נייד ומאפשרת שמירה אוטומטית ומאובטחת של כל המידע אונליין, עם גישה קלה לנתונים עדכניים בכל עת, מבלי להשקיע זמן בשמירת הנתונים או איתורם.

מאפשר ניתוח נתונים, מעקב אחר יעילות הטיפול, רווחיות ועוד לייעול ומיקסום הקליניקה.

המערכת כוללת מערכת שליחת הודעות המאפשרת לקדם את הפיתוח העסקי, לפנות ללקוחות חדשים ולחזק את הקשר עם לקוחות קיימים, באמצעות יידוע על פעילויות שיווקיות כגון מבצעים והטבות, אירועים, עדכון על מוצרים חדשים ועוד.





Smart Clinic

Alma

Soprano Titanium[™]
Special Edition

P

English

Alma

Soprano Titanium

SPECIAL
EDITION

PULL



יתרונות הסרת שיער באמצעות Soprano Titanium S.E

3 אורכי גל בו-זמנית, בקרת טמפרטורה ומסך אנדרואיד גדול (15 אינץ')



ידיית ייחודית בעלת שטח עבודה גדול במיוחד של 4cm², מקצר את זמן הטיפול



מגע קור רציף באמצעות טכנולוגיית ICE Plus, מאפשר בקרת טמפרטורה לאורך כל הטיפול ומניעת כוויות



מבוסס על טכנולוגיית SHR, היחידה שהוכחה קלינית כיעילה ובטוחה



ידיית קטנה המותאמת לטיפול בשיער פלומתי, בהיר ועיקש באזור הפנים



מחבר ידיית כפול המייעל את הטיפול



מאפשר טיפול במספר גדול יותר של לקוחות



לטיפול בכל גווני העור, כולל עור כהה ועור שזוף



טיפול ללא כאב



מותאם לטיפול בילדים ונוער



Smart Clinic - גישה נוחה למאגר המידע בכל עת וביצוע פעולות שיווקיות



Soprano Titanium *Special Edition*

Alma

For You. For Life.

כל הטכנולוגיות הרפואיות והמכשור המשווק על ידי Alma ישראל
מאושרים על ידי משרד הבריאות הישראלי והחברה פועלת תחת תו תקן iso 9001

פרטים בטלפון: *8344 | www.alma-israel.co.il
רקפת 2, היי פארק, שוהם

שתפו אותנו בתוצאות
שלכם באינסטגרם!



חפשו: alma-israel
תעקבו אחרינו באינסטגרם!